



RetroMAD1®

Suplemento Mineral Proteico para Cães e Gatos
Somente para uso por Animais

RetroMAD1 é o ingrediente farmacêutico ativo (IFA). É uma proteína obtida por tecnologia recombinante (biotecnologia), com patente internacional depositada e aprovada nos Estados Unidos da América - US 2013.0336955.A1. Extraído e purificado em processo de fermentação, não contém proteína animal ou vegetal, não contém estabilizadores, apresentado em solução líquida microbiologicamente estéril, para administração oral e por via subcutânea. Em estudos pré-clínicos e clínicos realizados em animais, RetroMAD1 demonstrou ser seguro em administração oral e por via subcutânea em cães e gatos de qualquer idade, inclusive durante prenhez do animal. Foi demonstrado que RetroMAD1, o qual possui pequeno peso molecular de 37kDa, é facilmente absorvido no intestino do animal dentro de uma hora após sua ingestão.

Composição por mililitro de líquido

- Peptídeo bioativo com 41KDa, mínimo..... 4.0 miligramas
- Água ultra purificada, *q.s,p*..... 1.0 mililitro (ajustada ao pH 11)

Indicações

1. RetroMAD1 é indicado para cães e gatos de qualquer idade como suplemento mineral protéico para garantir o reforço imunológico ao seu animal.
2. RetroMAD1 pode ser administrado com segurança em qualquer condição de saúde de cães e gatos, sendo recomendado seja a partir do início da infecção viral, durante a ocorrência da infecção viral e durante o período de convalescência do animal.
3. RetroMAD1 está também indicado para metafilaxia.
4. RetroMAD1 é seguro para gatas e cadelas prenhas.

Administração

1. RetroMAD1 é apresentado em forma líquida, estéril, de coloração levemente amarelada e inodora.
2. RetroMAD1 é administrado a cães e gatos na dosagem de 0.15 - 6.0 miligramas por quilograma de peso corporal, a cada administração, três vezes ao dia - dosagens recomendadas por via de administração, por enfermidade, por espécie animal na tabela a seguir. Para melhor absorção, administrar RetroMAD1 entre 30 a 45 minutos antes de refeição.

ADMINISTRAÇÃO RECOMENDADA, POR ENFERMIDADE E ESPÉCIE ANIMAL

1.0 mL de solução líquida contém mínimo de 4.0mg de proteína bioativa - RetroMAD1

RetroMAD1 (mL/kg)	Administração oral (30-45 minutos antes de alimentação)	Administração por via subcutânea (injetável) *	Quantas vezes ao dia	Duração indicativa do tratamento (dias)
FeLV ou FIV	0.30	0.15	3	90
FIP	-	0.5	3	40

Durante o armazenamento de RetroMAD1 em geladeira, o ingrediente farmacêutico ativo pode precipitar ligeiramente na embalagem de vidro. Nesta situação, mantenha a embalagem de vidro em temperatura ambiente por tempo suficiente para que atinja temperatura ambiente (para melhor resultado, aqueça a embalagem de vidro com as mãos) e movimente de cabeça para baixo e para cima algumas vezes até a dissolução da precipitação, antes de administrar o produto. NÃO AQUECER EM FORNO DE MICROONDAS OU EM FORNO COMUM

RetroMAD1 é microbiologicamente estéril em sua embalagem original lacrada. Caso o produto seja utilizado por período de tempo longo assegure-se que não há contaminação de seu conteúdo com outros produtos. Caso durante o aquecimento em temperatura ambiente o ingrediente farmacêutico ativo precipitado apresente coloração branca e mucosa, ou a solução apresente turbidez, não utilize o produto e entre em contato conosco.

Apresentação

Embalagens de vidro lacradas com 50ml e 15ml. Caixas com duas e seis unidades.

Informações sobre RetroMAD1:

Whatsapp: (47) 99782-0390

Email:

contato@retromad1.com.br

FPV	-	0.5	3	10
FCV	0.5	0.25	3	10 - 20
FHV1	0.5	0.25	3	10 - 20
CPV2 CCV	± -	0.5	3	10
CDV	0.5	0.25	3	15

RetroMAD1 quando administrado oralmente, preferencialmente utilize uma pequena seringa graduada ou conta gotas (não fornecido).

- Em situações específicas, RetroMAD1 pode ser administrado por via subcutânea - **ATENÇÃO: CONSULTE SEU VETERINÁRIO PARA ESTE PROCEDIMENTO. NÃO ADMINISTRAR POR VIA INTRA MUSCULAR E NÃO ADMINISTRAR POR VIA INTRAVENOSA.**
- Recomendação diária de consumo recomendada:

Peso (Kg) Quantidade (mL) por administração diária
 Até 5 Kg -----0,5 - 2 ml
 5 - 10 Kg ----- 2 - 4 ml
 10 - 15 Kg ----- 4 - 6 ml
 >15 Kg ----- até 10 ml

NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NESTE DOCUMENTO

Armazenagem

RetroMAD1 em sua embalagem de vidro original lacrada pode ser transportado e armazenado em temperatura ambiente por até 24 meses a partir de sua data de fabricação. Após aberta a embalagem de vidro, a quantidade remanescente de RetroMAD1 deve ser armazenada sob refrigeração (temperatura entre +4°C e +12°C - geladeira normal). **NÃO CONGELAR / NÃO ARMAZENAR EM FREEZER.**

MANTER AO ABRIGO DA LUZ, CALOR E UMIDADE

Página *web:*
www.retromad1.com.br

Fabricante

Biovalence Sdn Bhd
 21-1, Jalan SS25/34,
 Taman Mayang Industrial
 Park,
 47301, Petaling Jaya,
 Selangor
 MALÁSIA

Autorização de
 Fabricação no País de
 Origem: AMH(G)(01)-
 2019/0070/2019(10)

Autorização de Vendas
 no País de Origem:
 AM H (G X 0 2) -20L9 I
 0147 12079 (10)

Importador e Distribuidor no Brasil

Wissen Consultoria Ltda.
 CRMV-SP Jurídico 49258.
 CNPJ 46.041.696/0001-3.
 Endereço: Rua dos Lemes,
 898, Centro, Pirassununga,
 SP, CEP 13630-137. Médico
 Veterinário Responsável:
 Alex Daniel Alves de Lima,
 CRMV-SP 27880.
 Produto isento de registro
 MAPA - Publicação
 Autorização de
 Comercialização SP
 00764801 de 16/06/2023.



© RetroMAD1 é marca registrada
 de Biovalence Technologies Pte
 Ltd